

# D- CLOUD

## مجالات الإستخدام :-

### Application :-

The medical field as a powerful disinfectant in surgery rooms, surgery, sterile areas, infant nurseries, all clinics especially dental clinics with all their contents.  
Food industries, hotels, restaurants, washing vegetables & fruits, sterilizing all floors and surfaces.

المجال الطبي كمطهر قوي في غرف العمليات، الجراحة، المناطق العقيمة، حضانات الرضع، وجميع العيادات، خاصة عيادات الأسنان بكل محتوياتها، الصناعات الغذائية، الفنادق، المطاعم، غسيل الخضروات والفاكهة، تعقيم جميع الأرضيات والأسطح.

## طريقة ونسب الإستخدام :-

### Usage and doses :-

is ready to use and it can be diluted with water to a concentration 5% (1liter/19 liter).

جاهز للإستخدام ويمكن تخفيفه بالمياة حتى ٥ ٪ (١ لتر / ١٩ لتر).

## وقت التفاعل :-

### contact time :-

Minute to 30 minutes, depends on loud of contamination.

من دقيقة حتى ٣٠ دقيقة، يعتمد علي العدد الكلي للملوثات.

## أنظمة السلامة :-

### Safety regulation :-

Keep away from children. In case of sensitivity for H2O2 must wear protective clothing, otherwise consult a physician.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.  
في حالة حساسية بيروكسيد الهيدروجين يجب ارتداء مهمات الوقاية ، غير ذلك يجب مراجعة الطبيب.

## التخزين :-

### Storage :-

Store in the original package in Well-Ventilated area, original containers have to be stored standing upright not affected by weather temperature.

يحفظ في عبوته الأصلية بشكل رأسي في مكان جيد التهوية. لا يتأثر بدرجة حرارة الطقس.

## البيئة :-

### Ecology :-

Insufficient data to be sure of status, expected to not be an environmental hazard. (ECO FRINDLY).

منتج آمن وصديق للبيئة ولم تثبت الدراسات أن له تأثيرات بيئية.

